

“優尚”電波除皺系統
“EunSung” Radio Frequency Skin Treatment System

衛部醫器輸字第 027482 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品型號：ESM-7600FR

■ 產品敘述：

本產品包含一個高頻電波握把裝置與連接在握把前端的六種探頭。探頭前端陣列的正和負電荷的電極遞送 1 MHz 高頻電波能量。

■ 適應症：

1. 適用於皮膚科及一般外科凝固及止血
2. 非侵入式皺紋及細紋治療

■ 禁忌症：

1. 懷孕婦女
2. 有傷口或治療部位受感染
3. 有疤痕增長症(Keloid)病史者
4. 體內裝設有心臟節律器或除顫器的患者
5. 第 I 型及第 II 型糖尿病患者
6. 皮膚敏感者
7. 腫瘤患者
8. 有金屬植入物的患者
9. 其他特殊不適用的患者（視醫生診斷結果而定）

■ 警告及注意事項：

※ 本產品通常保持較高的溫度，需時刻注意安全並充分遵循本操作手冊。

- 1) 機器損壞時，若沒有專業技術人員可進行維修請聯繫供應商。
- 2) 本產品僅可由醫師操作。
- 3) 使用前須充分認識如何操作本產品。
- 4) 輕微的震動也可能導致機器損壞，在移動過程中要特別注意。
- 5) 如果濕度過高，會使產品本身和零組件潮濕，可能導致本產品主要部件嚴重損壞。請在適當的濕度下保存和使用本產品。
- 6) 操作機器的場所應保持空氣流通以免機器過熱或受到灰塵和機械振動影響。
- 7) 若有異常情況，請聯繫維修人員或供應商。
- 8) 不可拆開或改裝本產品。

- 9) 不可在外在溫度變化過大的地方安裝或操作本產品。
- 10) 避免光線直射且不可將本產品與會散發高溫的機械安裝在一起。
- 11) 將本產品安裝在通風良好的室內並確保病患和無關人士無法接觸到。
- 12) 產品不使用時須關閉電源。
- 13) 本產品須遠離高溫 and 易燃材質。

■ 型號及規格：

型號：ESM-7600FR

額定電壓：100-240 V, 50/60 Hz

消耗功率：150 VA

最大輸出：60 W

面板：15 inch 彩色 LCD 觸控螢幕

尺寸：460 x 450 x 1280 mm

重量：27 kg

分段式 RF (Fractional RF)

模式：多極性射頻

頻率：1 MHz

探頭款式/點間距離：64 Pin：1.25 mm

100 Pin：0.91 mm

196 Pin：0.55 mm

治療範圍：10.5 x 10.5 (1.1 cm²)

射擊速度：0.2-0.4 sec

熱度 RF (Thermal RF)

模式：單極性射頻

頻率：1 MHz

治療範圍：NS 探頭：3.61 cm²

NC 探頭：2.54 cm²

NCE 探頭：0.38 cm²

探頭款式：方形，環狀

射擊速度：NS 探頭：0.8-1.6 sec

■ 產品附件：

Handpiece

Handpiece Cap

64 Pin Tip

100 Pin Tip

196 Pin Tip

NS (NTTS Shot Tip)

NC (NTTS CONTINUOUS Tip)

NCE (NTTS CONTINUES EYE Tip)

Dummy Tip

Power Cable

4Ø Wrench

製造廠名稱：Eunsung Global Corp.

製造廠地址：#1316~1318, 12cha, Daeryung Techno Town, 327-32, Gasan-Dong,
Geumcheon-Gu, Seoul, Korea

藥商名稱：八億實業股份有限公司

藥商地址：新北市三重區重新路五段 646 號 10 樓