

# “奎特拉”愛麗絲雅銘雷射系統

## “CUTERA” Xeo Laser System and Accessories

衛部醫器輸字第 030938 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

本器材之使用須符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定

產品型號：Xeo

Xeo SA

### ◆ 產品敘述及用途

本產品適用於皮膚科、一般外科及整形外科手，作為手術及美容應用。

提供 1064nm Nd:YAG 和 IPL 治療參數作為指導，個別治療應基於臨床訓練，臨床觀察雷射組織和/或脈衝光相互作用和適當的臨床終點評估。

### 1064 nm Nd:YAG 適應症

- 除毛。
- 透過選擇性靶向毛囊中的黑色素，穩定地長期或永久性毛髮減少。
- 用於所有皮膚類型（Fitzpatrick I-VI）。
- 良性血管病變。

### 脈衝光(Pulsed-Light)適應症

- 用於治療良性色素性病變。

| 手握把              | 適應症                                           |
|------------------|-----------------------------------------------|
| ProWave LX       | 所有皮膚類型(I-IV)的除毛、長期或永久的頭髮減少                    |
| ProWave 770      | 所有皮膚類型(I-V)的除毛、長期或永久的頭髮減少                     |
| Pearl            | 軟組織的脫落、汽化和凝結                                  |
| Pearl Fractional | 皮膚表面重建和凝結                                     |
| Titan V          | 提升組織溫度暫時解除輕微的肌肉疼痛、關節痠痛、關節僵硬。暫時解除關節炎引起的輕微關節疼痛。 |
| Titan XL         |                                               |
| Limelight        | 治療良性色素病變、血管病變                                 |

### ◆ 禁忌症

- 懷孕患者。
- 接受皮膚癌治療之患者。

### ◆ 預防

- 光敏藥物(如四環黴素)－根據測試面積的臨床反應調整治療參數。
- 抗凝血劑－可能增加紫斑或瘀傷的風險。

- 凝血疾病的病史。
- 蟹足腫或肥厚性疤痕病史。
- 糖尿病—可能會阻礙傷口癒合。
- 皰疹病史—依指示做抗病毒前治療。
- 使用口服 A 酸(藥名 Accutane/Roaccutan)。
- 白斑症病史。

◆ 預期的暫時結果和可能的副作用：

- 紅斑、水腫和紫斑症。在治療後可能會出現，通常在 1 個月內就會消除。
- 在治療後可能會出現色素沉澱、色素減退、燙傷、燒蝕、水皰，有些甚至導至疤痕。通常因使用過多的能量或是缺乏在患部做適當地術前或術後的冰敷。
- 當治療疣，有可能會引起深層組織傷害與永久性傷口治療。

本產品僅限於受過合格訓練的執業醫師使用，並遵循本手冊安全規範之警告與注意事項：

- 避免暴露雷射光能量下。
- 雷射光束只能指向治療患部。
- 在診間確保所有人配戴合格的護目鏡，如果病患無法配戴護目鏡時，必須配有完全不透明眼部保護裝置保護，確認雷射安全護目鏡對於 600-850nm 和 560-1200nm 波長有足夠的保護力。
- 不要用眼睛直視雷射光、脈衝光或是表面反射的散射光。
- 不要讓沒有戴適當的護目鏡的人接近使用中的雷射系統。如果沒有保護裝置，暴露於雷射光能量中，可能會發生永久性眼部的傷害。

◆ 產品規格

治療光束 (Xeo and Xeo SA)

|        | 雷射                                      | 脈衝光                          |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 種類     | 高能、長脈衝 Nd:YAG                           | 脈衝燈閃光燈                       |
| 波長     | 1064 nm(Nd:YAG)                         | 請參閱原廠設備手冊                    |
| 輸送能量   | ≤150 J Max.                             | ≤150 J Max.                  |
| 通量     | 1064 nm Nd:YAG: 3-300 J/cm <sup>2</sup> | 請參閱原廠設備手冊                    |
| 脈衝持續時間 | Xeo: 0.1 – 300 ms                       | 請參閱原廠設備手冊                    |
| 重複速率   | Xeo: 單次擊發至 10 Hz                        | 請參閱原廠設備手冊                    |
| 傳輸系統   | 永久性連接手握把                                | 用戶可拆卸臍帶電纜和手握把。請參閱原廠設備手冊      |
| 光點大小   | 3.25, 5, 7, 10mm 圓點                     | 請參閱原廠設備手冊                    |
| 表皮冷卻   | 接觸式冷卻系統                                 | 藍寶石視窗須保持溫度以防止視窗過熱。請參閱設備檢附之說明 |
| 系統冷卻   | 自給式，水與空氣循環冷卻                            | 自給式，水與空氣循環冷卻                 |

|      |       |           |
|------|-------|-----------|
| 瞄準光束 | 615nm | 請參閱原廠設備手冊 |
|------|-------|-----------|

### ProWave LX

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 種類     | 脈衝光源                                                                        |
| 波長     | 680 – 1100 nm                                                               |
| 輸送能量   | 150 J Max.                                                                  |
| 通量     | 5 – 35 J/cm <sup>2</sup>                                                    |
| 脈衝持續時間 | 3.5 – 90 ms                                                                 |
| 重複速率   | 單次擊發至 2 Hz                                                                  |
| 傳輸系統   | 用戶可拆卸臍帶電纜和手握把                                                               |
| 光點大小   | 1.0 cm x 3.0 cm                                                             |
| 表皮冷卻   | 取決於程序模式 3 個固定點，藍寶石視窗須保持表皮溫度範圍在 5 – 20 °C<br>雪花模式將以 5 °C 的固定接觸視窗溫度覆蓋“程序模式”設置 |

### ProWave 770

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 種類     | 脈衝光源                                                                        |
| 波長     | 770 – 1100 nm                                                               |
| 輸送能量   | 150 J Max.                                                                  |
| 通量     | 5 – 35 J/cm <sup>2</sup>                                                    |
| 脈衝持續時間 | 24 – 139 ms                                                                 |
| 重複速率   | 單次擊發至 2 Hz                                                                  |
| 傳輸系統   | 用戶可拆卸臍帶電纜和手握把                                                               |
| 光點大小   | 1.0 cm x 3.0 cm                                                             |
| 表皮冷卻   | 取決於程序模式 3 個固定點，藍寶石視窗須保持表皮溫度範圍在 5 – 20 °C<br>雪花模式將以 5 °C 的固定接觸視窗溫度覆蓋“程序模式”設置 |

### Pearl

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 種類     | Er:YSGG                     |
| 波長     | 2790 nm                     |
| 通量     | 1.5 – 3.5 J/cm <sup>2</sup> |
| 脈衝持續時間 | ≤1000 μs                    |
| 作業距離   | 3.2 in                      |
| 重疊     | 0%, 10%, 15%, 20%           |
| 重複速率   | 至 20 Hz                     |
| 傳輸系統   | 使用者可拆離具連接電纜雷射手握把            |
| 光點大小   | 6 mm                        |
| 掃描大小   | 30 mm x 30mm                |
| 瞄準二極體  | 650nm                       |

### Pearl Fractional

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 種類     | Er:YSGG           |
| 波長     | 2790 nm           |
| 脈衝能量   | <400 mJ           |
| 脈衝持續時間 | $\leq 1000 \mu s$ |
| 重複速率   | $\leq 20$ Hz      |
| 傳輸系統   | 使用者可拆離具連接電纜雷射手握把  |
| 光點大小   | $300 \mu m$       |
| 瞄準二極體  | 635-650 nm        |

### Titan V / Titan XL

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 種類     | 脈衝紅外線光源                                                 |
| 波長     | 1100 – 1800 nm                                          |
| 輸送能量   | $\leq 100$ J Max.                                       |
| 通量     | $< 65 \text{ J/cm}^2$                                   |
| 脈衝持續時間 | 0.60 to 10.0 s                                          |
| 重複速率   | 單次擊發                                                    |
| 傳輸系統   | 用戶可拆卸臍帶電纜和手握把                                           |
| 光點大小   | 1.0 cm x 1.5 cm (Titan V)<br>1.0 cm x 3.0 cm (Titan XL) |
| 表皮冷卻   | 藍寶石視窗須保持表皮溫度                                            |

### Limelight

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 種類     | 脈衝光源                                    |
| 波長     | 520 – 1100 nm                           |
| 輸送能量   | 90 J Max.                               |
| 通量     | $< 30 \text{ J/cm}^2$                   |
| 脈衝持續時間 | 自動                                      |
| 重複速率   | 單次擊發至 2 Hz                              |
| 傳輸系統   | 用戶可拆卸臍帶電纜和手握把                           |
| 光點大小   | 1.0 cm x 3.0 cm                         |
| 表皮冷卻   | 取決於程序模式 3 個固定點，藍寶石視窗須保持表皮溫度範圍在 5 – 20°C |

### 物理參數

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 尺寸(寬*長*高) | 0.33 m x 0.46 m x 0.96 m       |
| 重量        | Xeo : 63.5kg<br>Xeo SA: 49.9kg |
| 手握持線材長度   | 2m                             |
| 手握持線材彎曲半徑 | 儲存 126mm                       |

### 供電要求

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 電壓、電流 | 國際通用 100-120 VAC, 20A<br>200-240 VAC, 16A |
| 頻率    | 50/60 Hz                                  |

### 環境要求

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 溫度      | 操作中：5°C -30°C<br>非操作中：-10 °C -50°C，無冷卻液 |
| 濕度      | 0-90%，非冷凝狀態                             |
| 最大熱損耗   | Xeo: 4000 Watts<br>Xeo SA: 1200 Watts   |
| 可承受最大高度 | 操作中：15,000 ft.<br>非操作中： 50,000 ft.      |

### ◆ 產品組成

#### Xeo

- 系統控制台
- 雷射手握把
- 觸摸屏控制面板
- 腳踏板
- 雙手握把放置架
- 插頭
- 電纜
- 可拆卸脈衝光手握把

#### Xeo SA

- 系統控制台
- 觸摸屏控制面板
- 腳踏板
- 單手握把放置架
- 插頭
- 電纜
- 可拆卸脈衝光手握把

### ◆ 清潔

#### 清潔控制台

- 用沾有非腐蝕性的溶液(如溫和的肥皂水、異丙醇或醫療級消毒液)的布擦拭控制台的表面，再用乾淨的布擦乾或是自然風乾。

**警告：**不要試圖去探查內部組成。可能會發生觸電、雷射暴露。不要噴或直接倒清潔劑在系統控制台上，可能會造成損壞。

#### 清潔觸控螢幕顯示器

- 用含有酒精的清潔劑的軟布來清潔系統觸控螢幕顯示器。


**注意：**不要噴或直接倒清潔劑在系統控制台、系統電子產品和觸控螢幕上，可能會造成損壞。

製造廠名稱：CUTERA, INC.

製造廠地址：3240 BAYSHORE BOULEVARD BRISBANE, CA 94005 U.S.A.

藥商名稱：欣美生醫股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載



**Xeo**

*Remote Interlock Plug*



插頭

單手握把放置架



User-installable IPL or  
Er:YSGG handpiece

觸摸屏控制面板

系統控制台

***Xeo SA***



*Footswitch*

腳踏板



***ProWave 770 Handpiece***



***ProWave LX Handpiece***



***Pearl***



***Pearl Fractional***



***Titan V Handpiece***



***Titan XL Handpiece***

Handpiece window



***Limelight***