

注意事項：

1. 治療前，請確定醫師、醫護人員以及病人已配戴眼睛防護罩。
2. 不要直視雷射光源，以防眼睛受傷。
3. 在進行治療前，要防止光源反射，造成皮膚表面潛在傷害。
4. 在治療的過程中，雷射的能量可以輕易點燃火源，所以儘可能使用非易燃用品。
5. 小心、注意電壓。

藥商名稱：東貿國際股份有限公司

地 址：台北縣中和市中正路 880 號 17 樓

製造廠名：Hoya Photonics, Inc. d/b/a Hoya ConBio
47733 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538-6512, USA