

“豪雅”瑞弗萊特 Q 開關釹雅克雷射系統

“Hoya ConBio”RevLite Q-Switched Nd:YAG Laser System

衛署醫器輸字第 018522 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

“豪雅”瑞弗萊特 Q 開關釹雅克雷射系統，於不同皮膚治療時提供各種雷射能量 RevLite 提供了二種波長，標準 532 nm 及 1064 nm 由單一操作台控制，能量藉由關節臂及手握把輸出，其手握把為 MultiSpot Handpiece(532 nm 及 1064 nm)。

適應症：

- 治療血管病變
- 治療黑色素病變
- 太田母斑 移除刺青及除毛

禁忌症：

此雷射必須由具備醫師資格者來操作使用，在治療前，病人必須先了解術後可能發生風險：

- 前期若已使用標準療法，緊隨後又使用此雷射治療，可能會產生局部的金沉著症，尤其術後，病人又不慎曝曬在陽光下
- 術後可能留下傷疤或皮膚表層可能有些凹凸不平
- 術後可能產生紅斑 浮腫或疼痛
- 術後可能會有色素退化或黑色素沉著

系統組成：

- 主機
- 關節臂
- 治療手握把

規格：

主機規格：

操作模式	連續操作
冷卻系統	密閉式水循環和熱空氣交換系統
電壓	230V, single phase, 10amp, 50/60Hz
重量	57.6 公斤
體積	113cm×30.5cm×72.5cm(H×W×D)
傳輸方式	關節臂及手握把
儲存及搬運	33°F~110°F(1°C-43°C)
操作環境	65~86°F(18~30°C)

03

