

“豪雅”鈹雅克雷射
“Hoya ConBio” Nd:YAG Laser

許可證字號：衛署醫器輸字第 011230 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用；產品供應者請正確告知使用者。

『豪雅』鈹雅克雷射，醫師一致認為在雷射美容的過程是一種突破性改革的療法。Medlite C6 共有 532nm、585nm、650nm 及 1064nm 四種波長可供使用者進行不同治療。Medlite C6 為一安全、快速且容易使用的雷射美容儀器。

適應症：

皮膚以及一般醫學的凝結、止血用途；治療血管病變、黑色素病變、太田母斑及移除刺青。

體貼、人性化設計：

- 操控容易，使用簡單。
- 手握把有多光點設計，便於調整參數。
- 不使用時，關節臂式可以垂直收藏，安全同時節省空間。
- 使用標準的電壓

禁忌症：

此雷射必須由具備醫師資格者來操作使用，在治療前，病人必須先瞭解術後可能發生風險：

- 前期若已使用標準療法，緊隨後又使用此雷射治療，可能會產生局部的金沈著症，尤其術後，病人又不慎曝曬在陽光底下。
- 術後可能留下傷疤或皮膚表層可能有些凹凸不平
- 術後可能會產生紅斑、浮腫或疼痛
- 術後可能會有色素退化或黑色素沈著

型號：Medlite C6

規格：

操作介質		Nd:YAG & Dye Impregnated
操作參數		Q-Switch, Frequency Doubled
傳送能量	1064 nm	1.0 Joule
	532 nm	400 mJ
	585 nm	250 mJ
	650 nm	150 mJ
能量密度	1064 nm	12.0 J/cm ² @ 3.0mm spot size
	532 nm	5.0 J/cm ² @ 3.0mm spot size
	585 nm	8.0 J/cm ² @ 2.0mm spot size
	650 nm	4.5 J/cm ² @ 2.0mm spot size
脈衝寬度		<20 ns
治療速率		Single 1,2,5 and 10 Hz
光點大小	1064 nm	3,4,6 & 8 mm
	532 nm	2,3,4 & 6 mm
	585 nm	2 & 3 mm
	650 nm	2 & 3 mm
冷卻系統		密閉式水循環和空氣熱交換系統
輸入電壓		220 V, Single Phase, 8 Amps or 110V
		Single Phase, 15 Amps
重量		58 公斤
體積		長：72.5 公分、寬：30.5 公分、高：113 公分
主機附件：關節臂及手握把		